

ISP 1000



代表性采样是使用高质量气溶胶粒径谱仪（例如welas® digital 或Promo® 系统）正确测量气溶胶的基本要求之一。为了始终保持可重复且具有代表性的采样，Palas® 提供了ISP 1000 采样系统。

优势

- 可更换的等速采样嘴，适用于不同气流速度
- 采样管方向指示器
- 采样点高度可调
- 可便捷安装于welas® 气溶胶传感器

应用领域

- welas® 气溶胶传感器在气流中的等速采样
- 符合EN 779、ASHRAE 52.2、ISO FDIS 16890 标准的welas® 气溶胶传感器采样

技术数据

Diameter

Inside = 6 mm, outside = 8 mm

Dimensions

Tube length 1: 200 mm, tube length 2: 500 mm, tube turn: 90°