



PS 1000 / PS 2000 和PS 3000 采样管可加热至120 °C，并能便捷适配可加热型welas® 气溶胶传感器。温控装置包含在交货范围内。

优势

- 主动加热式柔性采样管
- 可便捷配合welas® 气溶胶传感器使用
- 通过加热至适宜温度，避免气溶胶采样过程中的冷凝效应
- 可选温度范围：最高120 °C 或最高250 °C

应用领域

- 热气溶胶的等温采样
- 窜气测量/ 泄漏测量

技术数据

电源	115 V or 250 V
Temperature regulation	Heatable to 120 °C or 250 °C
Diameter	Inside = 6 mm, outside = 8 mm
Dimensions	1 m, 2 m or 3 m (length)